

Générateur d'hydrogène série H2-FID

Description

- Générateur de gaz pour usage courant, p.e. détecteurs FID
- Technologie à membrane (PEM); production d'hydrogène sans chimie
- Générateur d'hydrogène avec sécheur statique intégré
- Réservoir d'eau externe
- Générateur de gaz sans entretien; peut être cascadié (plusieurs générateurs reliés)

Données techniques

- Pureté H₂: < 0.1 ppm HC
- Pression: 1.4 à 10.5 bar g
- Alimentation: 230V/1ph/50Hz
- Eau: déionisée ou distillée

Linea 10 H2 FID 500

- Débit maximal **500 ml/min**
- Puissance sous charge max. 260 W
- Dimensions en mm (LxPxH) 160 x 350 x 250
- Réservoir externe standard 5 litres
- Poids 13 kg

Prix de liste CHF 11'952.- excl. 7.6% TVA
Prix spécial CHF 8'964.- excl. 7.6% TVA



Générateur d'hydrogène série H2-CARRIER

Description

- Générateur pour utilisation courante et/ou exigeante
- Technologie à membrane (PEM); production d'hydrogène sans chimie
- Générateur d'hydrogène avec sécheur automatique de gaz PSA sans entretien
- Réservoir d'eau externe
- Peut être cascadié (plusieurs générateurs reliés)

Données techniques

- Pureté H₂: 99.9999 %
- Pression: 1.4 à 10.5 bar g
- Alimentation: 230V/1ph/50Hz
- Eau: déionisée ou distillée

Linea 10 H2-CARRIER 500

- Débit maximal **500 ml/min**
- Puissance en charge max. 280 W
- Dimensions en mm (LxPxH) 160 x 350 x 390
- Réservoir externe standard 5 litres
- Poids 19 kg

Prix de liste CHF 13'088.- excl. 7.6% TVA
Prix spécial CHF 9'816.- excl. 7.6% TVA



Générateur Hydrogène / Zéro-Air série H2-Air-FID Station

Description

- Générateur de gaz pour utilisation courante
- Production d'hydrogène par système à membrane (PEM)
- Générateur d'hydrogène avec sécheur statique intégré
- Réservoir d'eau externe
- Production de zéro-air par filtres et four catalytique

Données techniques

- Pureté H₂: < 0.1 ppm HC
- Pureté de l'air: < 0.1 ppm HC
- Pression H₂: 1.4 bis 10.5 bar g
- Pression Air: max. 7 bar g; dépendant de la pression d'entrée
- Alimentation: 230V/1ph/50Hz
- Eau: déionisée ou distillée
- Air comprimé: externe (sans huile)

Linea 10H2-Air-FID 250

- Débit maximal d'hydrogène **250 ml/min**
- Débit maximal de zéro-air **1500 ml/min**
- Puissance en charge max. 460 W
- Dimensions en mm (LxPxH) 160 x 350 x 390
- Réservoir externe standard 5 litres
- Poids 15 kg

Prix de liste CHF 10'366.- excl. 7.6% TVA
Prix spécial CHF 7'775.- excl. 7.6% TVA



25 years SLO action