

Wasserstoff-Generator Serie H2 FID

Kurzbeschreibung

- Gasgenerator für den Routinebetrieb, z.B. für GC FID Detektoren
- Membrantechnologie (PEM); Produktion von Wasserstoff ohne Chemikalien
- Wasserstoff-Generator mit eingebautem, statischem Trockner
- Wartungsfreier Gasgenerator mit externem Wassertank
- Generatoren kaskadierbar

Technische Daten

- H₂-Reinheit: HC < 0.1 ppm
- Druck: 1.4 bis 10.5 bar g
- Spannung: 230V/1ph/50Hz
- Wasser: deionisiert oder destilliert

Linea 10 H2 FID 500

- Gasfluss maximal **500 ml/min**
- Leistung bei Maximallast 260 W
- Dimensionen (B x T x H) 160 x 350 x 250 mm
- Standard-Wassertank extern 5 Liter
- Gewicht 13 kg

Listenpreis CHF 11'952.- exkl. 7.6% MwSt.

Spezialpreis CHF 8'964.- exkl. 7.6% MwSt.



Wasserstoff-Generator Serie H2 Carrier

Kurzbeschreibung

- Gasgenerator für den Routine- und anspruchsvollen Betrieb
- Membrantechnologie (PEM); Produktion von Wasserstoff ohne Chemikalien
- Wasserstoff-Generator mit eingebauter, automatischer, wartungsfreier PSA Gastrocknung; Wassertank extern
- Generatoren kaskadierbar

Technische Daten

- H₂-Reinheit: 99.9999 %
- Druck: 1.4 bis 10.5 bar g
- Spannung: 230V/1ph/50Hz
- Wasser: deionisiert oder destilliert

Linea 10 H2 CARRIER 500

- Gasfluss maximal **500 ml/min**
- Leistung bei Maximallast 280 W
- Dimensionen (B x T x H) 160 x 350 x 390 mm
- Standard-Wassertank extern 5 Liter
- Gewicht 19 kg

Listenpreis CHF 13'088.- exkl. 7.6% MwSt.

Spezialpreis CHF 9'816.- exkl. 7.6% MwSt.



Wasserstoff / Nullluft-Generator Serie H2-Air-FID Station

Kurzbeschreibung

- Gasgenerator für den Routinebetrieb
- Wasserstoff-Produktion durch Membrantechnologie (PEM)
- Wassertank extern
- Wasserstoff-Generator mit eingebautem, statischem Trockner
- Druckluft-Aufbereitung durch Filter und katalytischem Ofen

Technische Daten

- H₂-Reinheit: HC < 0.1 ppm
- Luft-Reinheit: HC < 0.1 ppm
- H₂-Druck: 1.4 bis 10.5 bar g
- Nullluft-Druck: max. 7 bar g; je nach Eingangsdruck
- Spannung: 230V/1ph/50Hz
- Wasser: deionisiert oder destilliert
- Druckluft: von externem, ölfreiem Kompressor

Linea 10 H2-Air-FID 250

- Wasserstoff Gasfluss maximal **250 ml/min**
- Nullluft Gasfluss maximal **1500 ml/min**
- Leistung bei Maximallast 460 W
- Dimensionen (B x T x H) 160 x 350 x 390 mm
- Standard-Wassertank 5 Liter
- Gewicht 15 kg

Listenpreis CHF 10'366.- exkl. 7.6% MwSt.

Spezialpreis CHF 7'775.- exkl. 7.6% MwSt.

